

Art.Nr. 102**Schöne-Beine-Kissen**

Folienmaterial

PVC Folie 0,30 mm, weiß
DOTP-Weichmacher
REACH konform

Luftventil

PVC Aufblasventil 5 mm Ø mit freiem Lauf und fest verbundenem Stöpsel

Produktbeschreibung:

Ein aufblasbares Kissen zur Hochlagerung der Beine. Eine Luftkammer mit 4 Stegschweißungen geben die Form für eine waagrechte Lagerung der Unterschenkel mit angewinkelten Knien. Größe ca. 80 x 52 x 24 cm. Gewicht 570 g. Hergestellt in Deutschland.

Handhabung des Produkts:

Das Schöne-Beine-Kissen wird mit dem Mund oder mit einer passenden Luftpumpe aufgeblasen. Mit der Luftmenge kann die Härte des Kissens reguliert werden. Bei Erreichen der gewünschten Luftmenge, den Ventilkörper mit den Fingern zusammendrücken und den fest verbundenen Stöpsel aufsetzen. Es wird ein Aufblasventil mit freiem Lauf für schnelles Auffüllen und Entleeren des Schöne-Beine-Kissen verwendet. Das Ventil hat keine blockierende Rückschlagfunktion.

Produktpflege:

Reinigen Sie die Folie mit einem milden Seifenmittel und Wasser. Bitte gründlich spülen, um Seifenrückstände zu entfernen.
Für eine allfällige Desinfektion verwenden Sie einen aldehydfreien Desinfektionsreiniger. Keine Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel verwenden.
Nicht in der Waschmaschine waschen. Nicht im Trockner trocknen.

Stand: 10.04.2026

Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung
behalten wir uns vor.

Die vorstehenden material- und anwendungstechnischen Angaben über unsere Produkte machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen ohne Gewähr. Schutzrechte Dritter sind gegebenenfalls zu beachten. Unsere Produkte werden in vielen technischen und privaten Bereichen eingesetzt. Die Anforderungen an die Produkte sind daher äußerst unterschiedlich, so dass der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck unbedingt selbst prüfen muss.